

Paramètres thérapeutiques SOMNOvent® ST



CPAP	S	ST	T
PPC 4 – 18 mbar	PiP 4 – 20 mbar PeP 4 – 18 mbar	PiP 4 – 20 mbar PeP 4 – 18 mbar	PiP 4 – 20 mbar PeP 4 – 18 mbar
	Trigger I 1 – 5 Trigger E 1 – 5	Trigger I 1 – 5 Trigger E 1 – 5	
	Rampe d'augm. de pression 1 – 3	Rampe d'augm. de pression 1 – 3	Rampe d'augm. de pression 1 – 3
P _o Démarrage Soft 3 mbar PPC Démarrage Soft bloqué < 3 mbar	P _o Démarrage Soft 3 mbar PeP Démarrage Soft bloqué < 3 mbar		
		Fréq. respiratoire 5 – 45/min I : E Insp. 25 à 67%	Fréq. respiratoire 5 – 45/min I : E Insp. 25 à 67%

Rampe d'augmentation de pression: 1 = Normal, 2 = soft, 3 = extra soft

Seuil-trigger: 1 = sensibilité maximale
5 = sensibilité minimale

Remarque: **Le niveau 2** correspond à la sensibilité du SOMNOvent® S (dessous nr. sérielle 4.000).

SOMNOvent® ST détecte le meilleur moment de sensibilité de déclenchement (trigger) à partir des variations du flux d'air de l'appareil. Il s'adapte également, indépendamment du seuil-trigger, aux modifications brusques de la respiration, survenant par exemple lors des différents stades du sommeil.

Si l'appareil est en marche sans que le masque soit appliqué sur le visage du patient, l'appareil va régler automatiquement un débit très élevé pouvant poser problème une fois le masque appliqué. Il est donc recommandé, durant la définition des paramètres thérapeutiques et tant que le masque n'est pas appliqué sur le visage du patient, d'obturer le masque nasal ou la valve d'expiration. Un effet identique peut se produire quand les pressions thérapeutiques sont radicalement modifiées. L'appareil met quelques minutes avant de s'adapter au nouveau débit.

Si une phase auto-déclenchée survient lors des réglages, veuillez à augmenter le seuil-trigger.

WEINMANN

Petit mode d'emploi destiné à la définition des paramètres thérapeutiques sur l'appareil

Affichage des valeurs actuelles	L'appareil est allumé <ul style="list-style-type: none">• Ecran d'affichage = Mode de traitement + pressions théer.• Appuyer sur Info pour lire la fréquence resp. et I/E.
Blocage de la définition des paramètres théer.	L'appareil est éteint <ul style="list-style-type: none">• Appuyer 4 sec. sur Démarrage Soft jusqu'à ce que AO/A1 s'affiche• Maintenir Démarrage Soft et appuyer sur Info 4 sec. jusqu'à ce que IO/I1 s'affiche• Appuyer sur Marche/Arrêt pour changer entre IO (bloqué) et I1
Définition des paramètres thérapeutiques	Pour éviter de modifier les paramètres par inadvertance, les réglages se verrouillent automatiquement dès la mise en marche de l'appareil
Déverrouiller le blocage des réglages	L'appareil est allumé <ul style="list-style-type: none">• Appuyer 4 sec. sur Info – le mode clignote• Appuyer plusieurs fois sur Info jusqu'à ce que le paramètre à définir clignote• Choisir la valeur souhaitée avec les touches Humidificateur ⏏ et Démarrage Soft ⏏
Blocage du Démarrage Soft	L'appareil est allumé Mode PPC ou S – Régler la pression initiale du Démarrage Soft au dessous de 3 mbar – Ecran d'affichage = - -
Synchronisation avec la respiration du patient	Mode T ou ST – <ul style="list-style-type: none">• Déverrouiller le blocage des réglages, (cf. ci-dessus)• Appuyer sur Info jusqu'à ce que la pression s'affiche,• Appuyer sur Démarrage Soft pour déclencher la PiP
Changement de mode de traitement	Pour la sécurité du patient, l'ancien mode et ses paramètres restent actifs jusqu'à ce que le nouveau mode soit activé. <ul style="list-style-type: none">• Appuyer 4 sec. sur Info,• Choisir le mode avec Démarrage Soft ⏏ et Humidificateur ⏏• Sélectionner les paramètres avec Info• Réglage de tous les paramètres avec Humidificateur ⏏ et Démarrage Soft ⏏• Appuyer 6 sec. sur Info = le nouveau mode est activé
Interruption des réglages	• Appuyer sur Marche/Arrêt
Réglage de l'heure	L'appareil est éteint – <ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur Démarrage Soft jusqu'à ce que AI / AO s'affiche• Maintenir et appuyer 4 sec. sur Humidificateur• Régler l'heure et la date avec Humidificateur ⏏ et Démarrage Soft ⏏• Passer au paramètre suivant avec Info
Effacer la durée d'utilisation	L'appareil est éteint – <ul style="list-style-type: none">• Quand la durée d'utilisation apparaît, appuyer d'abord sur Démarrage Soft, puis Info jusqu'à ce que 00 s'affiche



3067-09-FRA-06-04-2
Weinmann · Geräte für Medizin GmbH+Co. KG
P.O. Box 54 02 68 · D-22502 Hamburg · E-Mail: int.sales@weinmann.de · Internet: www.weinmann.de

Le SOMNOvent® ST doit respecter certaines combinaisons de paramètres pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Il peut arriver que les pressions prescrites ne soient pas atteintes parce que les écarts de pression, dus à des fréquences et des volumes respiratoires élevés, sont trop importants. Cela n'est pas dû à l'appareil.

WEINMANN