

La performance a un nouveau style

Philips Respironics Wisp – Mini masque nasal

Notice de mise en place du masque



1

Avant de mettre en place le masque, enlevez les clips de fixation de l'armature en les faisant pivoter.

Important : utilisez le gabarit pour sélectionner la taille de coussin qui convient le mieux en fonction de la largeur du nez, sans bloquer les narines.



2

Maintenez délicatement le coussin du masque sur votre nez et tirez le harnais au-dessus de votre tête.

Remarque : le harnais doit reposer à plat sur l'arrière de la tête.



3

Maintenez le masque en place et remplacez les clips de fixation.

Remarque : si vous ne voulez pas utiliser les clips, vous pouvez glisser les languettes du harnais dans les fentes de fixation de l'armature.



4

Tirez sur les languettes du harnais pour un ajustement équilibré des sangles en bas et en haut du harnais. Le masque doit reposer confortablement sur le visage.

Important : ne serrez pas trop le harnais, il doit être lâche et permettre un port confortable.



5

Vous pouvez aussi glisser le tube du masque dans la boucle supérieure du harnais avant de relier le tube de la machine Philips Respironics.

Remarque : l'utilisation de cette boucle du harnais peut apporter un confort supplémentaire dans certaines positions de sommeil.



6

Prenez différentes positions de sommeil et bougez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Si les fuites d'air sont excessives, faites quelques réglages dans la position couchée.

Remarque : Il est normal de ressentir de légères fuites d'air. Si ces fuites sont au niveau des yeux veuillez ajuster les sangles supérieures du harnais..

Pour en savoir plus sur la mise en place, consultez les instructions fournies avec votre masque. Vous pouvez également obtenir un harnais plus grand sur demande.

Le Wisp est un masque nasal de contact minimal destiné à servir d'interface patient dans le cadre de l'application d'une thérapie PPC ou à deux niveaux de pression dans le cadre d'un traitement contre, l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie : Forfait 5 ou Forfait 6 ou Forfait 9. Ce dispositif médical, de classe IIa, est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Ce dispositif est fabriqué par Philips Respironics, 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation accompagnant le dispositif, pour toute information relative à son usage préconisé et à son utilisation. M.à.J 21 août 2013.

Pour en savoir plus, consultez www.philips.com/respironics

Broudy AE 1/14/14 MCI 4105769 PN 1112062

PHILIPS
RESPIRONICS