



# La liberté de mouvement.

## Opus<sup>360</sup> MASQUE NARINAIRE

Le masque narinaire Opus<sup>360</sup> est petit, discret, et d'un confort incomparable. Sa conception « slim-line » permet quasiment toutes les positions de sommeil sans altération de son positionnement. Son innovante rotule coudée pivotant sur 360° permet cette adaptabilité. Ses nouveaux embouts narinaires en silicone et son nouveau contournement facial donnent une parfaite stabilité, et le confort du patient est d'un niveau supérieur.


Élégant par son design et sa simplicité, le masque narinaire Opus<sup>360</sup> de Fisher & Paykel Healthcare est fait pour vous !

Contournement facial  
et embouts « lèvres sans  
contact »




**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

# Masque narinaire – Opus<sup>360</sup>




Le masque narinaire Opus<sup>360</sup> est un masque de taille réduite, silencieux et incroyablement confortable avec des embouts en silicone à coussinets anatomiques et un harnais renforcé et profilé pour suivre les contours du visage. Une rotule à pièce sphérique associée à un système d'attache innovant offrent une stabilité et une liberté de mouvement sans précédents. Le masque narinaire Opus<sup>360</sup> est déjà assemblé, prêt à l'emploi et accompagné de différentes tailles d'embouts en silicone.

## DES CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTE DE MOUVEMENT, UN MEILLEUR CONFORT ET UNE OBSERVANCE ACCRUE



### Embouts à forme anatomique Confort

Les embouts narinaires anatomiques s'adaptent parfaitement avec une excellente étanchéité. La forme des embouts garantit un confort supérieur. La gamme de tailles disponibles (S, M, L) permet aussi de préserver confort et étanchéité.



### Structure à contournement facial Confort et stabilité

La structure à contournement facial, étudiée dans les 3 dimensions, s'adapte naturellement au visage pour une mise en place confortable et une fixation stable. Sa conception « slim-line » permet de dormir sur le côté sans désadaptation du masque.




### Système d'attache du tube Stabilité

Le système innovant de rotule permet de fixer le tube au dessus, à droite, ou à gauche de la tête. Élégant et simple à utiliser, il maintient fermement le tube en position. Il peut également être laissé libre, la rotule permettant alors une rotation libre sur 360°.




### Fuite efficace Silence

Le système de diffuseur d'air se fait oublier, il minimise le niveau sonore et l'effet jet d'air, pour préserver le sommeil de l'utilisateur et de son/sa conjoint(e).



### Embouts « lèvres sans contact » Confort

Les embouts en silicone sont doux sur le nez, et sont conçus pour ne pas être en contact avec la lèvre supérieure pour un confort maximum.



### Jupe premium en silicone glacé Jupe à technologie avancée

La jupe de l'embout narinaire donne un contact doux et agréable, et se met naturellement en place sans coller. Sa texture glacée optimise la performance d'étanchéité et de confort.



### Sangle de détachement Détachement en un seul geste

Le détachement facile et en un seul geste du harnais pour le nettoyage permet sa remise en place sans avoir à refaire son réglage. Il suffit de défaire la sangle de son crochet.

## CONTENU

- Masque complet (harnais compris) assemblé et prêt à l'emploi
- Trois tailles différentes de jupes en silicone (S, M, L)
- Guide simplifié de mise en place

REFERENCE DE COMMANDE :  
HC482

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRESENTANT FISHER & PAYKEL LE PLUS PROCHE :

**Fabricant** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, P.O Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, Nouvelle-Zélande  
Tél. : +64 9 574 0100 Fax : +64 9 574 0158 Email : info@fphcare.com Site web : www.fphcare.com

**Allemagne** Tél. : +49 7181 98599 0 Fax : +49 7181 98559 66 **Australie** Tél. : +61 3 9879 5022 Fax : +61 3 9879 5232 **Autriche** Tél. : 0800 29 31 23 Fax : 0800 29 31 22 **Benelux** Tél. : +31 40 216 3555 Fax : +31 40 216 3554 **Chine** Tél. : +86 20 3205 3486 Fax : +86 20 3205 3495 **Espagne** Tél. : +34 902 013 346 Fax : +34 902 013 379 **France** Tél. : +33 1 6446 5201 Fax : +33 1 6446 5221 **Inde** Tél. : +91 80 4123 6041 Fax : +91 80 4123 6044 **Irlande du Nord** Tél. : 0800 132 189 **Italie** Tél. : +39 06 7839 2939 Fax : +39 06 7814 7709 **Japon** Tél. : +81 3 3661 7205 Fax : +81 3 3661 7206 **République d'Irlande** Tél. : 1800 409 011 **Royaume-Uni (Représentant UE agréé)** Fisher & Paykel Healthcare UK Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tél. : +44 1628 626 136 Fax : +44 1628 626 146 **Suede** Tél. : +46 8 564 76 680 Fax : +46 8 36 63 10 **Suisse** Tél. : 0800 83 47 63 Fax : 0800 83 47 54 **Taiwan** Tél. : +886 2 8751 1739 Fax : +886 2 8751 5625 **USA** Tél. : 1 800 446 3908 ou +1 949 453 4000 Fax : +1 949 453 4001