

DESIGNATION : CONDUITE A TENIR APRES LA SEANCE DE NEBULISATION

Conduite à tenir après la séance de nébulisation

Un entretien régulier et minutieux de l'appareil est indispensable.

La périodicité de nettoyage :

La périodicité conseillée du nettoyage est après chaque utilisation.

Comment nettoyer :

- Retirer le nébuliseur en séparant les éléments qui le constituent,
- Enlever les salissures avec de l'eau savonneuse
- Rincer à l'eau tiède
- Ne pas utiliser de brosses dures ou de tiges
- Sécher très soigneusement
- Une fois par jour, tremper les éléments de votre nébuliseur et l'embout buccal dans un mélange d'eau tiède et de vinaigre blanc (1/4 de vinaigre pour 3/4 d'eau) pendant 30 minutes. Rincer ensuite à l'eau chaude et séchez le à l'air.